



Каталог продукции
Carestream Dental

Интраоральная стоматологическая пленка

Пленка доступна в трех видах:

- Периапикальная пленка для исследования всей зубной дуги и прилегающих тканей
- Пленка для прикусных исследований
- Оклюзионная пленка для исследования больших областей верхней и нижней челюсти.

Пленка представлена в нескольких размерах: для взрослых, подростков и детей.

Каждый пакетик пленки изготавливается из мягкого винила, складные края, которого защищены от перекусывания или защемления.

Пакетики просты в использовании, и их быстро и удобно открыть непосредственно перед использованием.

Каждый пакетик маркирован цветом с нецилиндрической стороны для того, чтобы легко отличить один вид пленки от другого.

Пленка для прикусных исследований имеет специальный язычок, который пациент закусывает во время проведения процедуры, для того чтобы коронки верхних и нижних зубов можно было увидеть на одном снимке.

Парная упаковка пленки содержит две отдельные пластинки для получения идентичных рентгеновских снимков при проведении одной экспозиции.

Сдвоенная пленка позволяет автоматически создавать копию рентгенологического исследования – один рентгеновский снимок может быть сохранен у стоматолога, а другой использован для непредвиденных случаев, или передан пациенту для направления на консультацию и лечение.

Пленка Ultra-speed

При помощи Пленки ULTRA-SPEED можно создавать высококачественные детальные снимки для постановки точного диагноза. Универсальная и простая в использовании пленка передает качественное изображение одинаково хорошо как при ручной, так и при автоматической обработке.

- Высокая контрастность, точная детализация
- Превосходное качество изображения
- Подходит для ручной и автоматической обработки
- Наилучшие результаты при использовании совместно с растворами Readymatic



Ultra-speed			
Периапикальная плёнка (Poly-Soft упаковка)			
Наименование	Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
DF-58	3,1 x 4,1 см	1320324	150 штук
DF-54	2,2 x 3,5 см	1228840	150 штук
Плёнка для прикусных исследований (бумажная упаковка)			
Наименование	Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
DF-42	2,7 x 5,4 см	1296771	100 штук
Оклюзионная плёнка (бумажная упаковка)			
Наименование	Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
DF-50	5,7 x 7,6 см	1666163	25 штук

Пленка D-Speed

- Пленка с оптимальной скоростью экспозиции
- Оптимальная контрастность



- Стабильность качества при обработке пленки не требует повторного облучения пациента
- Наилучшие результаты при использовании совместно с растворами Readymatic
- Подходит для ручной или автоматической обработки

D-Speed

Периапикальная плёнка (Poly-Soft упаковка)

Наименование	Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
D-Speed	3,05 x 4,05 см	1051267	100 штук

Пленка E-Speed

- Пленка с высокой скоростью экспозиции
- Высокая контрастность



- Скорость экспозиции выше 30% (по сравнению с D-Speed)
- Стабильность качества при обработке пленки не требует повторного облучения пациента
- Наилучшие результаты при использовании совместно с растворами Readymatic
- Подходит для ручной или автоматической обработки

E-Speed

Периапикальная плёнка (Poly-Soft упаковка)

Наименование	Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
E-Speed	3,05 x 4,05 см	1051283	150 штук

Пленка INSIGHT

- Самая быстро проявляемая пленка
- Доза облучения снижена до 60% (по сравнению с пленкой Ultra-speed)



- Стабильность качества при обработке пленки не требует повторного облучения пациента
- Высокое разрешение и уровень контраста позволяют поставить точный диагноз
- Наилучшие результаты при использовании совместно с растворами Readymatic
- Подходит для ручной или автоматической обработки

INSIGHT

Периапикальная плёнка (Poly-Soft упаковка)

Наименование	Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
IP-21	3,05 x 4,05 см	1163401	150 штук

Экстраоральная стоматологическая пленка

Экстраоральная зеленочувствительная пленка подходит для всех видов панорамных, височно-нижнечелюстных и цефалометрических исследований в стоматологии.

Благодаря запатентованной технологии Carestream, процесс проявки занимает очень мало времени при этом, не принося ухудшения качеству снимка.

Чувствительность пленок T-MAT G и T-MAT E, благодаря специальному строению эмульсии, превышает вдвое чувствительность синечувствительных пленок (X-Omat S). При использовании пленок T-MAT в сочетании с зеленочувствительными экранами Lanex (Regular и Medium) доза облучения пациентов сокращается в 2 раза.

Пленка T-MAT E

- Зеленочувствительная пленка предназначена для использования с зелеными светоизлучающими экранами (такими как экраны ЛАНЕКС)
- Высокое разрешение и контрастность при всех внеротовых исследованиях
- Подходит для ручной и автоматической обработки



T-MAT E		
Панорамная плёнка		
Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
12,7 x 30,5 см	5216775	100 штук
15 x 30 см	5216742	100 штук



T-MAT E		
Цефалометрическая плёнка		
Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
18 x 24 см	8450942	50 штук



Пленка T-MAT G/RA

- Зеленочувствительная пленка предназначена для использования с зелеными светоизлучающими экранами (такими как экраны ЛАНЕКС)
- Высокое разрешение и контрастность при всех внеротовых исследованиях
- Подходит для ручной и автоматической обработки



T-MAT G/RA		
Панорамная плёнка		
Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
12,7 x 30,5 см	1987627	50 штук
15 x 30 см	1869080	50 штук
15 x 30 см	5215603	100 штук



T-MAT G/RA		
Цефалометрическая плёнка		
Размер	Кат. Номер	Плёнок в упаковке
18 x 24 см	5212022	50 штук



Кассеты X-OMAT с усиливающим экраном



- Изогнутые панели, защищают от попадания пыли и грязи внутрь кассеты
- Конструкция оптимизирована для наилучшего контакта экрана с пленкой
- Установка и извлечение одним щелчком
- Кассета изготовлена из прочного материала, защищающего от царапин и потертостей



X-OMAT		
Кассеты X-OMAT с усиливающим экраном		
Наименование	Кат. Номер	Размер
Cassette + Lan Med	8424806	15 x 30 см
Cassette + Lan Reg	8504706	15 x 30 см

Химические растворы для рентгеновской плёнки

Проявитель и фиксаж READYMATIC предназначены для использования со всеми видами проявочных машин. Обеспечивают устойчивый результат проявки для интраоральных и экстраоральных исследований. Для вашего удобства, химические растворы поставляются в пластиковых канистрах по 5 л.

Химические растворы READYMATIC



DENTAL READYMATIC

Готовые реактивы для автоматической проявки

Наименование	Кат. Номер	Объём
Проявитель (Developer)	5285929	2 x 5 л
Фиксаж (Fixer)	5285937	2 x 5 л

Химические растворы для ручной обработки

Проявитель и фиксаж Dental X-Ray

Концентраты проявителя и фиксажа Carestream Dental X-Ray объемом 0,25 л разбавляются до 1 л. Используются со всеми видами дентальных пленок.



Dental X-Ray		
Концентрированные реактивы для ручной проявки		
Наименование	Кат. Номер	Объём
Проявитель (Developer)	5060686	4 x 1 л
Фиксаж (Fixer)	5060694	4 x 1 л

Проявитель и фиксаж быстрого действия Rapid Access

Проявитель и фиксаж Rapid Access готовые к использованию растворы. Предназначены для ручной обработки интраоральной стоматологической пленки. Время обработки не превышает 30 секунд (15 сек на проявитель и 15 сек на фиксаж).



Rapid Access Dental		
Готовые реактивы для ручной проявки		
Наименование	Кат. Номер	Объём
Проявитель (Developer)	5010459	6 x 500 мл
Фиксаж (Fixer)	5010491	6 x 500 мл

