

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ PRESSURE

ПРОВОДНАЯ ИЛИ БЕСПРОВОДНАЯ*

Позволяет приводить в действие и регулировать инструменты, настраивать положения кресла пациента и вызывать предустановленные положения кресла, а также активировать спрей, функции chip air или chip water.

Теперь доступна и беспроводная версия педали, которая делает работу врача более удобной и значительно повышает гигиенические стандарты. Эксклюзивная технология батареи дает возможность работать без подзарядки более двух месяцев. Педаль поставляется в комплекте со шнуром для быстрого соединения со стоматологической установкой. Подзарядка осуществляется, не прерывая работу.



ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ С БОКОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ

БЕСПРОВОДНАЯ*

Также доступна версия беспроводной педали с рычагом управления. Эта педаль может использоваться для перемещения кресла пациента, выбора спрея и активации функций chip air или chip water.



* опционально на Skema 5 и Skema 6


ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ ЛАМПА T-LED

Легкая компактная полимеризационная лампа с эксклюзивным дизайном, которая позволяет использовать как прямую версию, так и угловую версию 120°.

- высоко мощный светодиод до 1 800 мВт/см²
- спектр 430-490 нм
- 6 предустановливаемых программ



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК VENUS PLUS LED



Светильник имеет долговечный светодиодный источник света с низким потреблением, а также систему гибкого позиционирования по 3-м осям для совершенного освещения рабочей области.

- Максимальная интенсивность света 50 000 люкс
- Цветовая температура 5000°K
- Потенциометр для регулировки интенсивности света
- Бесконтактный сенсор No Touch для включения и регулировки света (опция)
- Легко моющийся, герметично закрытый фронтальный защитный экран
- Автоклавируемые ручки

СТУЛ С9

Эксклюзивный анатомический стул С9 разработан для обеспечения физиологически правильного и здорового рабочего положения: широкий диапазон вертикальной регулировки, регулируемая поддержка бедра, вертикально и горизонтально регулируемая спинка с системой коррекции для продолжительной поддержки поясницы.

