



# ФОРМ-КАРТА ЗУБОВ

A large, light gray graphic consisting of a large circle on the left and a curved line on the right, with several smaller circles of varying sizes connected by thin lines, resembling a stylized tooth or a network structure.

UNICRYL

акриловые сетчатые зубы  
cross linked characterized acrylic teeth

# ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ

**13**

A 9,1  
B 7,8  
C 41,3



**35**

A 9,7  
B 8,0  
C 43,1



**13H**

A 8,0  
B 5,1  
C 33,1



**35H**

A 8,6  
B 5,5  
C 35,5



**25**

A 9,6  
B 8,0  
C 41,7



**36**

A 9,9  
B 7,9  
C 42,9



**25H**

A 8,2  
B 5,2  
C 33,0



**36H**

A 8,4  
B 5,4  
C 35,3




**56**

A 9,7  
B 8,2  
C 43,9



**56H**

A 8,6  
B 5,5  
C 35,5



ВЕРХНИЕ  
И НИЖНИЕ  
ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ

66

A 10.0  
B 8.0  
C 42.9



77

A 10.3  
B 8.5  
C 45.3



66H

A 8.6  
B 5.4  
C 35.4



77H

A 9.7  
B 5.6  
C 38.0



57

A 10.8  
B 8.4  
C 45.4



78

A 10.0  
B 8.3  
C 45.5



57H

A 9.3  
B 5.1  
C 34.4



78H

A 9.0  
B 5.7  
C 36.1



76

A 10.2  
B 8.1  
C 44.8



85

A 9.5  
B 8.5  
C 46.3





76H

A 9.3  
B 5.7  
C 35.9





85H

A 8.6  
B 5.6  
C 36.2





ВЕРХНИЕ  
И НИЖНИЕ  
ПЕРЕДНИЕ ЗУБЫ



# ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ БОКОВЫЕ ЗУБЫ

11

A 29.5  
B 31.3  
C 8.1  
D 7.1



41

A 29.2  
B 31.0  
C 8.8  
D 8.3



12

A 30.2  
B 32.0  
C 9.0  
D 7.7



44

A 32.2  
B 34.0  
C 9.1  
D 8.6



13

A 30.4  
B 33.4  
C 8.5  
D 7.35



45

A 34.5  
B 35.9  
C 9.4  
D 8.4



\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

# ТАБЛИЦА КОМБИНИРОВАНИЯ

## ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ

верхние / нижние

13 13Н

25 25Н

35 35Н

98 98Н

99 99Н

36 36Н

56 56Н

66 66Н

76 76Н

77 77Н

88 88Н

78 78Н

85 85Н

57 57Н

верхние / нижние

41 12

41 11

41 44

45

45

41 11

12

12

41 11

44 13


44 13

41

44 13

44 13

### Форма 13



A - высота коронковой части верхнего центрального резца(мм)

B - ширина верхнего центрального резца(мм)

C - ширина 6-ти верхних центральных зубов(мм)

### Форма 11



A - ширина 1x4 верхних боковых зубов (мм)

C - глубина первого верхнего левого моляра (мм)

B - ширина 1x4 нижних боковых зубов (мм)

D - глубина первого нижнего левого моляра (мм)

## Возможные цвета

**18 цветов по шкале Vita**  
(16 цветов A-D, 2 цвета Bleach)

ПРОИЗВЕДЕНО UNIDENT TRADE USA ДЛЯ ЗАО «ЮНИДЕНТ»

119571, Москва, Ленинский пр-т, 156

Тел. +7(495)434-4601

www.unident.ru

Регистрационное удостоверение МЗ РФ

Сертификат РФ